

HEMOCLLOT™ LA-S HEMOCLLOT™ LA-C

**Elevata sensibilità,
Eccellente specificità,
Ridotte interferenze
(DOACs, AVK....)**

© Can Stock Photo / focalpoint

Nuovo test dRVVT

- Conforme alle linee guida SSC/ISTH
- Migliore sensibilità e specificità rispetto ai dosaggi presenti attualmente sul mercato¹
- Controlli LAC dedicati debolmente positivo e fortemente positivo
- Nessuna interferenza da carenza fattoriale¹
- Scarsa interferenza degli Anticoagulanti Orali Diretti (DOACs) o degli Agonisti della Vitamina K (VKAs)¹
- Nessuna interferenza da Eparine (LMWH&UFH) fino a 1 UI/ml
- Buona stabilità e possibilità di congelamento
- Metodiche applicative validate per BCS XP, serie CS & STA-R

1. Moore GW, Peyrafitte M, Dunois C, Amiral J. Newly developed dilute Russell's viper venom reagents for lupus anticoagulant detection with improved specificity. *Lupus*. 2018 Jan; 27(1):95-104.

Prodotti correlati

Test ELISA ottimizzati progettati per la misurazione degli auto-anticorpi per β 2-GPI isotipi IgG, IgM, IgA (utilizzo di β 2-GPI umano)

Nome prodotto	Confezione	Codice
ZYMUTEST™ Anti β2-Glycoprotein I Isotopo IgG (CE-IVD)	96 tests	K33RK014A
ZYMUTEST™ Anti β2-Glycoprotein I Isotopo IgM (CE-IVD)	96 tests	K33RK014B
ZYMUTEST™ Anti β2-Glycoprotein I Isotopo IgA (RUO)	96 tests	K33RK014C

Nome prodotto	Confezione	Codice
ZYMUTEST™ ACA APA, IgG (CE-IVD)	96 test	K33RK029A
ZYMUTEST™ ACA APA, IgM (CE-IVD)	96 test	K33RK029B
ZYMUTEST™ ACA APA, IgA (RUO)	96 test	K33RK029C (su richiesta)

Distributore Italia